

# OVERHEAD STIRRERS 悬臂搅拌器



## 产品介绍 | Product Introduction

悬臂搅拌器（别名：电动搅拌机）DH-OS-60S型，高性能高要求，运行安全可靠，适合各类实验室样品搅拌操作简单:采用直流无刷电机，可长时间运行，大大提高了实验室工作效率。

## 产品特点 | Product Features

- 可直观显示转速、时间；
- LCD屏显示，转速可以粗调和精调，仪器运行中，亦可对转速进行调整；
- 电机软启动，运行平稳，有效防止样品溢出；
- 封闭式外壳有效阻止液体溅入仪器内，保障实验安全运行；
- 配置搅拌桨穿透孔，用户不用调节仪器的安装高度，只需调整搅拌杆的安装位置即可，各种搅拌桨，支架可选。

## 选配 | Optional

- ◆ 扭矩显示；
- ◆ RS485电脑接口；
- ◆ 智能正反转；



## 技术参数 | Technical Parameters

型号	DH-OS-60S	DH-OS-120S
搅拌量:	20 L	40 L
转速范围:	30~2200 rpm	30~2200 rpm
转速显示:	LCD	LCD
转速精度:	±1 rpm	±1rpm
调速方式:	粗调+精调	粗调+精调
定时范围:	1~9999 min	1~9999 min
时间显示:	LCD	LCD
最大扭矩:	40 N.cm	60 N.cm
最大粘度:	15000 CP	60000 cP
输入功率:	65 W	130 W
输出功率:	60 W	120 W
保护等级:	IP42	IP42
电机保护:	显示故障自动停止	显示故障自动停止
过载保护:	显示故障自动停止	显示故障自动停止
安全保护:	防滑垫	防滑垫
允许环境温度:	5~40°C	5~40 °C
允许环境湿度:	80 %	80 %
频率:	50~60 Hz	50~60 Hz
适配器输入电压:	100~240 V	100~240 V
适配器输出电压:	24 V	24 V
主机仪器尺寸:	205*300*760 mm	205*300*760 mm
套装仪器尺寸:	760*360*260 mm	760*360*260 mm
主机包装毛重:	5 kg	5.3 kg
套装仪器净重:	7 kg	7.5 kg
套装包装毛重:	12.6 kg	13 kg

\*注：搅拌桨根据不样品可选。